

PROTI-FLEX PROTHESE

Als een tijdelijke partiële prothese en als alternatief voor patiënten met een allergie voor conventionele kunststof is onze Proti-Flex prothese de perfecte oplossing. Door het gebruik van TCS[®], een nylon kunststof, is onze Proti-Flex prothese stabiel, duurzaam en sterk.



ESTHETIEK

- In plaats van metalen klammers vervaardigd in tandvleeskleurig nylon.
- Natuurlijke uitstraling dankzij.



VOORDELEN

- Stabiel, duurzaam en sterk, dankzij het gebruik van TCS[®], een nylon kunststof.
- Prettig draagcomfort, dankzij de geringe dikte (2mm in plaats van 4 tot 5 mm).
- Zeer flexibel, bijna onbreekbaar.
- TCS[®] kan ook gebruikt worden in combinatie met metalen frames.

NADEEL

- Met TCS[®] is het niet mogelijk om bij te plaatsen of te rebasen.



INDICATIE

- Cosmetische oplossing bij bijvoorbeeld "lange tanden" als gevolg van gingivale recessie.
- Alternatief voor patiënten met een allergie voor conventionele kunststof.
- Tijdelijke oplossing tijdens herstel in afwachting van de definitieve tandvervanging.



INFORMATIE

Materiaal:

- **TCS[®]:** Thermoplastic Comfort systems, Inc – CE0050 – USA.
- **Kunststof:** Stellan QC20 199 Pink - Dentsply – Classe 1 – USA.
- **Resin teeth:** Ivostar, Gnathostar – Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.

Techniek: 3 verschillende Proti-Flex partiële prothese:

- **Unilaterale prothese:** Wanneer er een implantaat is geplaatst en er een tijdelijke voorziening nodig is.
- **Bilaterale prothese:** De perfecte oplossing voor iedereen die hoge eisen stelt aan esthetiek.
- **Combinatie met frame:** De sterkte is gemaximaliseerd en is zeer geschikt voor vrij eindigende situaties, met name in de onderkaak.



PREPARATIE

GEDEELTELIJKE PROTHESE:

- Primaire afdruk in alginaat, daarna,
- Secundaire afdruk met individuele lepel en wasbeet.

VOLLEDIGE PROTHESE:

- Primaire afdruk in alginaat, daarna,
- Secundaire afdruk met individuele lepel van een Permlastic of zinkoxide pasta, vervolgens een beetplaat met waswal.
- Digitale afdruk is mogelijk. Het is aan te raden om deze aan te vullen met een traditionele afdruk, zodat de zachte delen, waaronder het frenulum, goed weergegeven worden om een uitstekend product te kunnen vervaardigen.

AFDRUKMATERIAAL

- Digitaal, siliconen en elastomeren (geen alginaten).

PLAATSING

- Bij het plaatsen kunt u de Proti-Flex prothese het beste eerst op lichaamstemperatuur te brengen, door de prothese te dompelen in heet kraanwater gedurende 30-60 seconden voor het plaatsen. De prothese wordt gelijk soepeler

VOLGENS GREGORY, ONZE ERVAREN TANDTECHNISCH ADVISEUR

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen is onze unieke Proti-Flex prothese de meest natuurlijke, esthetische oplossing met hoog draagcomfort voor patiënten die in afwachting zijn op hun definitieve vervanging.

