

Le laboratoire Protilab vous propose différents types de gouttières : les gouttières de blanchiment, de bruxisme, de sport et aussi une orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) Silensor.

Ces articles sont réalisés sur mesure avec des matériaux normés CE issus des plus grandes marques.



### BLANCHIMENT

- Les gouttières de blanchiment des dents sont des gouttières thermoformées, et présentent des réservoirs pour accueillir le produit de blanchiment.



### BRUXISME

- Deux types de gouttières vous sont proposées : thermoformées souple pour le bruxisme léger et pour un bruxisme plus important des gouttières dures en résine transparente.



### SPORT

- Thermoformées sur mesure pour s'ajuster au mieux à son utilisateur et ainsi protéger ces dents des coups et des chocs.



### OAM

- L'orthèse d'avancée mandibulaire est conçue sur mesure spécialement pour éviter le ronflement par la création d'une légère prognathie sur l'occlusion du patient.



### MATÉRIAUX PROTLAB

- Gouttière de blanchiment : Erkoflex-Bleach - Erkodent - Classe 1 - Allemagne
- Gouttière de bruxisme dure : Stellan QC20100(Clear) - Dentsply - Classe 1 - USA
- Gouttière de sport et de bruxisme souple : Erkoflex - Erkodent - Classe 1 - Allemagne
- Orthèse d'avancée mandibulaire : Silensor-SI - Erkodent - Classe 1 - Allemagne



### CONSEILS

#### LA PRISE D'EMPREINTE

- La prise d'empreinte : Optique, alginates, silicones et élastomères.

#### ORTHÈSE D'AVANCÉE MANDIBULAIRE

En France, selon la Haute Autorité de Santé l'usage de l'OAM est recommandé :

- En première intention lorsque l'IAH (Indice d'apnée hypopnée) est compris entre 15 et 30 (apnée du sommeil légère ou modérée) et en l'absence de maladie cardiovasculaire grave associée.
- En deuxième intention pour le traitement d'une apnée du sommeil sévère (IAH > 30), après le refus ou l'intolérance à un traitement par PPC (une machine avec un masque).
- Si un autre réglage du positionnement de la mâchoire inférieure devait être nécessaire sur l'OAM, les bielles sont facilement échangeables. Pour cela 6 longueurs sont disponibles.

L'AVIS D'ERIK, PROTHÉSISTE-CONSEIL

« Toutes ces gouttières sont très simples d'utilisation pour vos patients. Pour aboutir au bon ajustage, le protocole reste le même, une belle empreinte en alginate nous suffit. »

