

## QUEL PANIER DE SOINS ?

**RAC 0**

**Code CCAM\* :**

HBLD031 (définitive unimaxillaire)

**Code matériau devis : 5, 6**

\* pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel

Les prothèses adjointes complètes (PAC), ou partielles (PAP) sont des appareils confectionnés pour pallier à un édentement total ou partiel afin d'améliorer la phonétique, la mastication, ainsi que l'esthétique. Elles sont composées de dents en résine acrylique, et de résine rose ou Valplast® pour imiter la gencive. Ces prothèses peuvent être retirées de la bouche pour l'entretien quotidien. Pour les patients dont la prothèse dentaire complète est instable en bouche, nous pouvons réaliser la prothèse sur implants selon différentes méthodes.

Le Valplast® est un nylon thermoplastique qui permet la fabrication de prothèses partielles ou totales présentant de nombreux avantages pour le patient.



### ESTHÉTIQUE

Valplast® :

- Effet naturel grâce à sa translucidité sans égale.
- Appareil et crochets invisibles.
- Ne s'altère pas chimiquement avec les fluides de la cavité buccale.
- Teinte stable dans le temps. (résine / Valplast®)



### CONFORT

Valplast® :

- Finesse de la prothèse : 2mm au lieu de 4 à 5mm. Très léger.
- Très flexible, quasi incassable.
- Crochets Valplast® plus flexibles que les crochets métalliques.



### BIOCOMPATIBILITÉ

Valplast® :

- Excellente biocompatibilité.
- Hypoallergénique.
- Ne relâche pas de polymères.
- Solution sans métal. (résine / Valplast®)



### MATÉRIAUX PROILAB

- **Valplast** : Valplast - Valplast International Corp - CE2460 - USA.
- **Résine** : Stellan QC20 199 (Pink) - Dentsply - Classe 1 - USA.
- **Dents Résine** : Ivostar, Gnathostar - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.



### CONSEILS

#### APPLICATIONS PRINCIPALES

- Prothèses amovibles esthétiques.
- Prothèses Ackers, post implantato.
- Patients allergiques aux monomères.
- Combinaison avec châssis métallique.

#### LA PRISE D'EMPREINTE

- La prise d'empreinte pour PAP : empreinte primaire en alginate, puis secondaire avec PEI et cire d'occlusion.
- La prise d'empreinte pour PAC : empreinte primaire en alginate, cire d'occlusion puis secondaire avec PEI au Permlastic ou pâte à oxyde de zinc.
- L'empreinte numérique est possible, cependant il est recommandé de la compléter d'une empreinte traditionnelle, la compression de celle-ci restitue des éléments essentiels des tissus mous (freins et fond de vestibule).

#### INCONVÉNIENTS

- Avec le Valplast®, les adjonctions de nouvelles dents et les rebasages ne sont pas possibles.

L'AVIS DE GREGORY, PROTHÉSISTE-CONSEIL

Les prothèses adjointes en résine ou en Valplast® sont réalisées avec des matériaux de grande qualité. Certains protocoles doivent être suivis pour les PAC (empreinte primaire et secondaire, cire d'occlusion et ses repères, essaiage dents sur cire) pour un résultat optimum. Votre prothésiste conseil vous proposera la solution la plus adaptée à votre cas.

