

Unsere Geschiebeteile für Hybrid Prothesen bieten eine hohe Präzision der aktuell verfügbaren Techniken.

Die Produkte sind als Stabgeschiebe- oder Riegelprothese erhältlich. (einseitige Versorgung möglich)

Eine Geschiebeprothese besitzt Präzisionsbefestigungen, mit der die Prothese an den Kronen befestigt wird. Beide Teile können so zusammengeführt bzw. zusammengeschoben werden (daher der Name Geschiebeprothese), dass eine sehr stabile Verbindung entsteht, die dem Patienten maximalen Komfort und eine einfache Handhabung bietet.



ÄSTHETIK

- Natürliche Erscheinung
- Klammerfreie Versorgung



KOMFORT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Grazilere Gestaltung möglich.
- Maximaler Halt.
- Wiederbringbarer Halt durch austauschbare Kunststoffmatrizen.



BIOKOMPATIBILITÄT

- nickelfrei.
- universell einsetzbar.
- biokompatibel.



PROTILAB MATERIALIEN

Geschiebeteile namhafter Hersteller:

- Preci-Vertix®
- Bredent Schwenkriegel
- Preciline Stabgeschiebe
- CoCr: Bego Wironit CE0197-Deutschland



HINWEIS ZUM GEBRAUCH

- Herstellung eines Gerüsts, Anprobe einer herausnehmbaren Versorgung

DER ABRUCK

- Digital, Silikone und Elastomere (keine Alginate).

BEFESTIGUNG

- Zementieren oder verkleben (Verarbeitung nach Herstellerangaben).

MEINUNG VON FRANÇOIS ERFARENER ZAHNTECHNIKER



Hochpräzise Versorgung mit maximalem Halt
vielseitig anwendbar
Komfortable zuverlässige und ästhetische Lösung
Hierzu wird Sie Ihr Zahntechniker gerne beraten.

