

Kingsfordweg 151 - 1043 GR Amsterdam

www.protilab.nl

Tel: 0800-0525 (NL) 0800-11248 (BE)

contact@protilab.nl

Wij bieden u een diverse selectie van tandheelkundige hulpmiddelen:

- Ter bescherming: op maat gemaakte occlusale opbeetplaten en sportbitjes.
- Ter verbetering van de esthetiek: bleeklepels en cc-bars.
- Voor de luidruchtige slapers: anti-snurkbeugels.

Wij gebruiken alleen materialen van bekende en gerenommeerde fabrikanten. Al onze producten voldoen aan de CE-norm.



BLEEKLEPELS

- Bleeklepels zijn op maat gemaakte transparante kunststof bitjes. De elementen worden uitgeblokt zodat de bleekgel alleen met de elementen in aanraking en er geen irritatie aan het tandvlees kan plaatsvinden.



KNARSEN/BRUXISME

- Ter bescherming van het gebit en voorkoming van verdere slijtage vervaardigen wij voor de knarsers en klemmers 3 verschillende soorten op maat gemaakte kunststof splints:
 - Harde splint: voor de zware knarser/klemmer.
 - Zachte splint: voor de lichte knarser/klemmer.
 - Hard/zachte splint: voor de lichte tot middelmatige knarser/klemmer. De zachte binnenkant en harde buitenkant zorgt voor een aangenamer draagcomfort. Alle splints zijn met of zonder knopklammers mogelijk.



SPORTBESCHERMING

- Om het gebit te beschermen bij contactsporten (bijv. hockey, boksen en rugby) vervaardigen wij op maat gemaakte gebitsbeschermers. Deze bitjes zijn transparant en gekleurd mogelijk.



SNURKBEUGELS

- Onze speciale anti-snurkbeugel is gemaakt van flexibel materiaal. Verkrijgbaar met twee paar connectoren, elk met verschillende hoeken voor het aanpassen van de beet. Dankzij de Breath'n Relieve spalk is het ademen geen probleem, tegelijkertijd wordt het gebit beschermd tegen de gevolgen van bruxisme.



INFORMATIE

- **Bleeklepels:** Erkoflex-Bleach – Erkodent – Klasse 1 – Duitsland
- **Splints:** Stellan QC20100(Clear) – Dentsply – Klasse 1 – USA
- **Sportbitjes:** Erkoflex – Erkodent – Klasse 1 – Duitsland
- **Schnarcherschiene:** Silensor-SI – Erkodent – Klasse 1 – Duitsland



EXTRA INFORMATIE

AFDRUKMATERIAAL

- Digitaal, siliconen, alginaten en elastomeren.

ANTI-SNURBEUGEL

Voordat een anti-snurkbeugel wordt aangemeten, moet worden gecontroleerd of de patiënt last heeft van slaapapneu. Afhankelijk van de ernst van de situatie moet deze toepassing worden vermeden.

VOLGENS ERIK, ONZE TANDTECHICUS

„Al onze tandtechnische hulpmiddelen bieden een optimale bescherming voor het gebit.“

