

De volledige prothese wordt in de volksmond ook wel kunstgebit genoemd. Als het (bijna) onmogelijk is om nog langer de eigen tanden en kiezen te gebruiken, kan een volledige prothese uitkomst bieden. De volledige prothese is bedoeld voor de edentate kaak, ter vervanging van het hele gebit. Na een periode van gewenning zal de kauwfunctie, de esthetiek en de uitspraak zijn aangepast en verbeterd. Voor patiënten waarvan de totale prothese niet stabiel genoeg is in de mond, kunnen we een prothese op implantaten vervaardigen.



ESTHETIEK

- Natuurlijke uitstraling dankzij tandkleurige acryltanden en roze acryl om tandvlees na te bootsen.
- Kleurstabiliteit.



VOORDELEN

- Maximaal draagcomfort, dankzij de maximale dikte van 4-5 mm.
- Rebasings/ relining mogelijk om de pasvorm na het slinken van de kaak aan te passen.
- Uitstekende biocompatibiliteit.



INDICATIE

- Voor de edentate kaak.



INFORMATIE

Materiaal:

- **Kunststof:** Vertex Dental - CE0120- Lotnr. LWY402L03- USA.
- **Kunststof elementen:** Ivostar, Gnathostar - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein



PREPARATIE

- Primaire afdruk in alginaat, beetplaat met waswal dan secundair met een individuele afdruk van Permlastic of een zinkoxide pasta.
- Een digitale afdruk is mogelijk, maar het is aan te raden om deze aan te vullen met een traditionele afdruk, de afdruk van deze herstelt de essentiële elementen van de zachte weefsels (frenulum en de vestibulaire zijde).

AFDRUKMATERIAAL

- Digitaal, siliconen en elastomeren (geen alginaten).

VOLGENS GIANNI, ONZE TANDTECHNICUS

“De volledige prothese is al jaren de oplossing om patiënten met een edentate gebit hun kauwvermogen en zelfvertrouwen terug te geven. Wij staan klaar om u te ondersteunen zodat uw patiënt met een stralend en passend gebit durft te lachen!”

