

Voll- oder Teilprothesen sind zum Ersatz von vollständiger oder teilweiser Zahnlosigkeit vorgesehen.

Die Aussprache und das Kauverhalten sowie die Ästhetik wird mit einem möglichst natürlichen Aussehen angepasst und verbessert. Sie bestehen aus zahnfarbenen Kunststoffzähnen und rosa Kunststoff oder ProtiFlex, um das Zahnfleischgewebe zu imitieren. Diese Prothesen können zur täglichen Pflege und Mundhygiene aus dem Mund genommen werden.

Für Patienten, deren Totale Prothese im Mund zu wenig Stabilität aufweist können wir eine Prothese auf Implantaten mit verschiedenen Methoden herstellen.

ProtiFlex ist ein thermoplastisches Nylon, das die Herstellung von Teilprothesen mit vielen Vorteilen für den Patienten ermöglicht.



## ÄSTHETIK

ProtiFlex:

- Natürliches Aussehen dank guter Transluzenz.
- Nahezu unsichtbare Versorgung.
- Farbe des Kunststoff verändert sich nicht chemisch anhand von Flüssigkeiten in der Mundhöhle.
- Farbstabil über die Zeit. (Kunststoff / ProtiFlex)



## KOMFORT

ProtiFlex:

- Dicke der der Prothese: 2 mm statt 4 bis 5mm und sehr leicht.
- Sehr flexibel, fast unzerbrechlich.
- ProtiFlex-Klammern sind flexibler als Metallklammern (Zahnfreundlicher).



## BIOKOMPATIBILITÄT

ProtiFlex:

- Hervorragende Biokompatibilität.
- Hypoallergen (Allergiker freundlich).
- Gibt keine Polymere frei.
- Metallfreie Lösung (Kunststoff / ProtiFlex)



## PROTILAB MATERIALIEN\*

- **Kunststoffzähne:** Ivostar, Gnathostar – Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.

\*Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen



## HINWEIS ZUM GEBRAUCH

### HAUPTANWENDUNGEN

- Ästhetische herausnehmbare Prothese.
- Allergiker freundlich, für Patienten, die gegen Monomere (PMMA - Polymethyl Methacrylat) allergisch sind.
- Prothetische Versorgung nach Implantation.
- In Kombination mit der Modellgusstechnik anwendbar.

### ABDRUCKNAHME

- Abformung für Proti-Flex - Teilprothese: Alginat oder nach Wahl des Behandlers.
- Abformung für die klassische Vollprothese : Vorabdruck individueller Löffel mit Silikonabformung.
- Per digitalem Abdruck ist möglich, es wird jedoch empfohlen, ihn mit einer traditionellen Abformung als korrektur zu optimieren. Die Kompression des Abdrucks stellt die wesentlichen weich bleibenden Elemente des Gewebes wieder her (Gingiva Resilienz).

### NACHTEILE

- ProtiFlex ist laut Hersteller unterfütter- und erweiterbar. Dies ist unserer Meinung nach aber nicht empfehlenswert, insbesondere nicht bei Vollprothesen.

## MEINUNG VON GREGOR, ZAHNTECHNIKER

Kunststoff- oder ProtiFlex-Prothesen werden mit hoch qualitativen Materialien hergestellt. Eine Modellanalyse sowie die präzise Vorarbeit des Zahnarztes und einer Wachseinprobe führen zu optimalen Ergebnissen. Ihr Zahnarzt wird mit uns die bestmögliche geeignete Lösung für Ihren Zahnersatz finden.

